

CODAN Contrelle®



Activgard






CODAN Contrelle®



Contrelle® Activgard ist eine neue und effektive Möglichkeit, Patientinnen die unter Belastungsinkontinenz leiden zu helfen.

Die Hauptursache der Belastungsinkontinenz liegt in der Schwächung der Beckenbodenmuskulatur. Die Geburt eines Kindes, Veränderungen während der Wechseljahre oder mit dem Alterungsprozeß verbundene Faktoren können eine Belastungsinkontinenz auslösen. Die Schwächung der Beckenbodenmuskulatur führt zu einem leichten Absenken der Blase, so dass sich der Blasenwinkel ändert. Bei plötzlich auftretender Belastung verliert die Muskulatur die Kontrolle. Die Folge: unfreiwilliger Urinverlust. Die Form von Contrelle® Activgard ist dem weiblichen Körper angepasst. Beim Einsetzen in die Vagina hebt der Activgard die Blase leicht an, dadurch wird der Winkel des Blasenhalses korrigiert. Sogar unter Belastung wird der Verlust von Urin verhindert oder stark reduziert. Komfort und Vorteil des Contrelle® Activgards: die Patientin kann normal urinieren, ohne den Activgard entfernen zu müssen.

Einzigartig in Form und Funktion



Contrelle® Activgard unterstützt die Beckenbodenmuskulatur. Die Blase wird angehoben, und der Winkel des Blasenhalses korrigiert, so dass die Patientin die selbstständige Kontrolle über ihre Blase wiedererlangt.

Contrelle® Activgard wirkt aktiv, nicht passiv.

Der Activgard ist aus weichem Schaumstoff hergestellt und passt sich perfekt den Körperbewegungen an. Er wird vor dem Einführen doppelt gefaltet. Die Elastizität des Materials führt zur Entfaltung des Contrelle® Activgards in der Vagina. Die Beckenbodenmuskulatur wird unterstützt und die Blase leicht angehoben. Der Activgard ist speziell geformt, so dass er sich bequem dem Blasenhals und Rektum anpasst. Wichtig ist, dass der Contrelle® Activgard entsprechend der Anleitung und Zeichnung eingeführt wird.

Leicht zu verwenden

Contrelle® Activgard ist genau so leicht in der Verwendung wie ein Tampon. Er kann nicht gespürt oder gesehen werden. Vor der Verwendung mit Wasser getränkt, absorbiert er nicht die natürliche Feuchtigkeit der Schleimhäute. Contrelle® Activgard ist ein einfaches Konzept, das das Problem eher als die Symptome behandelt.



Natürliche Elastizität, die eine sanfte Unterstüztung leistet.

Normales urinieren

Die Patientin kann wie gewohnt urinieren, der Activgard braucht nicht entfernt zu werden. Contrelle® Activgard komprimiert die Harnröhre nicht, sondern unterstüzt den Blasen Hals. Die natürliche Kontrolle kehrt zurück.

16 Stunden am Tag Sicherheit

Contrelle® Activgard kann bis zu 16 Stunden am Tag getragen werden. Er sollte vor dem Geschlechtsverkehr entfernt und während der Schwangerschaft nur nach Befragung eines Arztes eingesetzt werden. Während der Menstruation sollte der Activgard alle 4 bis 6 Stunden gewechselt werden. Die Kombination mit z.B. Binden ist möglich. Tampons sollten nicht zusammen mit dem Activgard benutzt werden.

Viele Vorteile

Contrelle® Activgard ist eine einfache und wirkungsvolle Hilfe für Frauen mit Belastungsinkontinenz.

Keine Einschränkungen mehr

Contrelle® Activgard gibt den Frauen die selbstständige Kontrolle über ihre Blase zurück und ermöglicht ihnen wieder ein normales Leben. Sie müssen nicht mehr den plötzlichen und unfreiwilligen Urinverlust befürchten, die Unbequemlichkeit von absorbierenden Pads erdulden oder sich um Gerüche zu sorgen.

Unsichtbar und diskret

Contrelle® Activgard wird in die Vagina eingeführt und ist genauso unsichtbar und diskret wie ein Tampon. Der Activgard kann bis zu 16 Stunden am Tag ohne Wechsel getragen werden. Contrelle® Activgard ist ein Produkt zur einmaligen Verwendung und soll nach dem Gebrauch entsorgt werden.



Der Contrelle® Activgard auf dem Applikator.

Contrelle® Activgard ist vollständig dokumentiert

1994 wurden zwei klinische Tests mit Contrelle® Activgard durchgeführt. Der eine Test wurde mit 26 Patientinnen im Krankenhaus von Glostrup/Dänemark, der andere mit 129 Patientinnen in zehn verschiedenen Krankenhäusern in Schweden durchgeführt.

Die Studien enthielten sowohl objektive als auch subjektive Parameter. Die objektiven Tests waren wegen der Pads nach 24 Stunden, zur Feststellung des Ausmaßes des unfreiwilligen Urinverlustes. Im dänischen Test wurden die Patientinnen im Vorfeld gründlichen Untersuchungen unterzogen. Es wurden vaginale Kulturen, eine pH-Messung, Auswertung des Resturins, Urinkulturen, Miktiographie und Miktionspläne analysiert. Die subjektiven Parameter wurden mittels Fragebögen gesammelt und ausgewertet.

80% Zufriedenheit

In der dänischen Studie werteten 21 der 22 Patientinnen, Contrelle® Activgard als zufriedenstellend oder höchst zufriedenstellend. In der schwedischen Studie waren es 66 von 90 Patienten. Subjektiv gaben 87% der dänischen Patientinnen an, dass Contrelle® Activgard die Häufigkeit des Urinverlustes verringere, 72% berichteten eine Verringerung der Menge im Falle eines Urinverlustes. Die entsprechenden Zahlen in Schweden waren 77 bzw. 74%.

35% Kontinenz

Objektive Auswertungen zeigten, dass 35% der Testpersonen in Schweden vollständig kontinent wurden und 77% eine Verbesserung meldeten. In Dänemark wurden 36% vollständig kontinent und 64% meldeten eine Verbesserung.

Keine Nebenwirkungen

Die Auswertungen zeigten ebenfalls, dass Contrelle® Activgard keine Anzeichen für eine Änderung der pH-Werte oder der bakteriologischen Befunde, kein Risiko von Vaginal- oder Harnwegsinfektionen und keine Reizung der Schleimhäute verursacht. Subjektiv haben einige Patientinnen ein leichtes Unbehagen gemeldet, insbesondere während der Eingewöhnungsphase.

Die Mehrzahl dieser Patientinnen meldeten, dass sie Contrelle® Activgard weiterhin benutzen würden.



Contrelle® Activgard

Größe 1

REF 76.1001 30er Packung

Größe 2

REF 76.1002 30er Packung

Größe 3

REF 76.1003 30er Packung

Jeder Packung liegt ein Applikator bei.



Contrelle® Activgard

Drei Größen

Der Contrelle® Activgard ist in drei Größen erhältlich. Die Patientin sollte ein wenig experimentieren, um die passende Größe zu finden. Einige Frauen werden vorübergehend leichtes Unbehagen verspüren, bis sie sich an das Produkt gewöhnt haben.

Trainieren der Beckenbodenmuskulatur

Contrelle® Activgard ist kein Ersatz für ein regelmäßiges Training der Beckenbodenmuskulatur. Allerdings wird der Activgard das Training unterstützen und die erwünschten Trainingserfolge verstärken. In Fällen, in denen das Training nicht die erwünschten Erfolge bringt, ist der Activgard besonders wichtig.

TSS

Generell tritt das Toxische Schock-syndrom (TTS) sehr selten auf. Von den wenigen berichteten Fällen, wurde die Hälfte bei jungen Frauen diagnostiziert, die Tampons mit erhöhtem Absorptionsvermögen benutzt haben. Wird der Contrelle® Activgard nach Anleitung verwendet und vor dem Einführen mit Wasser getränkt, ist er vollständig nicht absorbiert.

Keine Veränderung der pH-Werte und der natürlichen Bakterien

Während einer in Dänemark durchgeführten Studie zeigten sich keine Änderungen der pH-Werte oder der natürlichen Bakterien in der Vagina. Es gab auch kein erhöhtes Risiko einer Vaginal- oder Harnwegsinfektion, auch keine Reizung der Schleimhäute. Eine Vaginalcreme kann das Einführen des Contrelle® Activgards erleichtern. Älteren Patientinnen kann mit einer örtliche Hormonbehandlung geholfen werden.



Der Contrelle® Activgard muss vor dem Einführen mit Wasser getränkt werden.

Kurze Gebrauchsanweisung

Contrelle® Activgard ist in der Anwendung genau so einfach, wie ein Tampon.

- Der Contrelle® Activgard muss vor Gebrauch mit sauberem Wasser getränkt werden.
- Er wird dann über den Applikator gesteckt. Das Bändchen muss in die Kerbe unten gelegt und der Contrelle® Activgard über das gerundete Oberteil gezogen werden.
- Der Applikator und der Contrelle® Activgard werden dann bis zur Markierung des Applikators in die Vagina eingeführt.
- Das Bändchen wird anschließend aus der Kerbe gezogen und der Applikator entfernt. Er muss unbedingt für den nächsten Gebrauch gründlich gereinigt werden.
- Der Contrelle® Activgard wird durch leichtes Ziehen am Bändchen entfernt.

CODAN



Bei der CODAN Gruppe sind weltweit über 1500 Mitarbeiter beschäftigt. CODAN ist international bekannt als Hersteller und Lieferant von medizinischen Einmal-Übertragungssystemen. Der Name CODAN steht für Zuverlässigkeit, Qualität und Präzision – dafür sorgen das Know-How und die Erfahrung aus über 40 Jahren Forschung und Entwicklung.

Die breite CODAN Produktpalette ist das Ergebnis einer konsequent an den Anforderungen des Marktes orientierten Produktentwicklung. Deren Grundlage ist das schnelle Erkennen der klinischen Bedürfnisse durch einen ständigen Wissens- und Erfahrungsaustausch zwischen den Anwendern und CODAN.

Eigene Produktionsstätten und Vertriebsfirmen in zehn Ländern garantieren eine effiziente Produktion, ein dichtes Vertriebsnetz und einen erstklassigen Service für unsere Kunden im Gesundheitswesen.

Die CODAN Gruppe

CODAN Medizinische Geräte GmbH & Co KG · BRD
CODAN Vertrieb GmbH & Co KG · BRD
CODAN 11 SA · Portugal
CODAN US Corporation · California · USA
CODAN NORGE A/S · Norge
CODAN TRIPLUS AB · Sverige
CODAN Limited · Great Britain
CODAN FRANCE Sarl · France
CODAN Medical AG · Schweiz
ARGUS Medical AG · Schweiz
CODAN BV · Nederland
P.E.C. Medical srl · Italia
CODAN Steritex ApS · Danmark
CODAN Medical ApS · Danmark
CODAN DEHA ApS · Danmark

Die CODAN Produktpalette

- Infusionsgeräte
- Transfusionsgeräte
- Zubehör für Infusions- und Transfusionstherapie
- Einmalspritzen
- Misch- und Entnahmesysteme
- Venenverweilkanülen und Zubehör
- Infusionsfilter und Filtersysteme
- Chemoprotect® Schutzsysteme
- Cyto Systeme
- Enterale Übertragungssysteme
- Urologische Spülsysteme
- Kundenspezifische Systeme
- ARGUS green stream® Pumpen
- Contrelle® Activgard

Die Übereinstimmung der vorhandenen Qualitätsmanagementsysteme mit der Norm EN ISO 13485 und der Europäischen Richtlinie 93/42/EWG wurde von den jeweils zuständigen Notified Bodies zertifiziert. Somit sind wir befugt unsere Produkte zu kennzeichnen mit:

CE 0123 (TÜV Product Service) für
CODAN Medizinische Geräte GmbH & Co KG · D-23738 Lensahn

CE 0088 (Lloyd's Register Quality Assurance) für
CODAN Steritex ApS · DK-3060 Espergærde

CE 0543 (Danish Medical Devices Certification) für
CODAN Medical ApS · DK-4970 Rodby



CODAN

CODAN Medizinische Geräte GmbH & Co KG
Grüne Straße 11 · D-23738 Lensahn
Tel. +49 (0) 43 63 – 51 11 · Fax +49 (0) 43 63 – 51 12 14
www.codan.de

Die entscheidende Verbindung